

epad^{plus}

Un bagno di luce per la Bellezza

Luce rossa a 670 nm

Questa lunghezza d'onda è visibile all'occhio umano e raggiunge principalmente le cellule.

Luce nel vicino infrarosso a 850 nm

Questa lunghezza d'onda non è visibile all'occhio umano e raggiunge i tessuti più profondi.

Benefici

- Discromie cutanee
- Stimolazione di neo collagene ed elastina
- Effetto anti-aging
- Rigenerazione dei tessuti con attivazione delle cellule staminali
- Stimolazione della produzione di ossido nitrico e miglioramento della circolazione sanguigna
- Stimolazione del metabolismo basale e diminuzione di adipe in eccesso.
- antinfiammatorio e antiossidante
- Drenaggio dei liquidi in eccesso
- Miglioramento dell' idratazione e del turgore tissutale

Dati tecnici

Tappeto LED

| Potenza | Dimensioni | Quantità di LED | Peso Lordo |
|------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 170 W | 200x70 cm | 1620 | 4,5 kg |
| Lunghezze d'onda | Alimentazione | Timer | Emissioni magnetiche |
| 670-850 nm=1:2 | DC 12V | 5-30 min | 0μT |

Lampada

| | |
|---------------------------------|--|
| Potenza | 1396W (cob: 200Wx5 + led 132 x 3W) |
| Lunghezze d'onda | 630, 670, 810, 830, 850 nm |
| Modalità | Continua e pulsata. Modalità pulsata, frequenze di pulsazione: 10, 20, 30, 40, 50 Hz |
| Timer | 1-30 min |
| Ampiezza fascio luminoso | COB 30 gradi Led 60 gradi |



ELITS GROUP S.R.L.

Via E. Che Guevara, 26/C - 60022
CASTELFIDARDO (AN) ITALY

Email: info@elitsgroup.it / Tel: +39 071 720 67 39
elitsgroup.it